

LÁSER PODOLÓGICO

35 protocolos



Este láser de 3ª generación de diodo médico utiliza láseres de diodo como fuente de energía.

La energía del láser se envía al área quirúrgica mediante un sistema de transmisión de trayectoria óptica que consta de una fibra flexible que conecta la fuente del láser.

El láser de diodo tiene modo continuo y modo de pulso, y la potencia de salida máxima es de 10 W.

Además, el láser de diodo ha sido preestablecido con una variedad de **tratamientos podológicos** en el sistema para los podólogos.



El set está compuesto por:

- Láser de diodo médico 1
- Protocolos configurados 35
- Interruptor de pie 1
- Cable Fibra 2
- Pieza de mano 3
- Cabezales aplicaciones 2
- Puntas para cirugía 20
- Gafas de protección 3
- Adaptador corriente 1
- Batería de Litio 1
- Manual de usuario 1
- Certificado de inspección de producto 1
- Maleta de transporte 1

www.motionbalance.es




PROTOSCOLOS TRATAMIENTOS

LÁSER DIODO

Diseñados por podólogos para podólogos


El usuario debe llevar a cabo una capacitación clínica y técnica adecuada antes de usar este producto, y debe seguir estrictamente el Manual del usuario durante el proceso.

Para hacer más ágil el tiempo de consulta, se han preestablecido 35 protocolos de tratamientos que cubren la mayoría de las patologías de consulta.



Puesta en marcha y formación continuada por **doctores en podología y fisioterapeutas**.

Servicio de asistencia técnica 365 días al año.



www.motionbalance.es



Parámetros

Preestablecidos con posibilidad de personalización

La precisión en los tratamientos es la clave para el éxito en la consulta, para ello en nuestro Láser los parámetros preestablecidos ahorran tiempo y ofrecen precisión, no obstante permite personalizar dichos parámetros para ser más precisos, dependiendo del color de la piel y del grado de dolor de los pacientes.



Tratamientos

Algas, Puntos Gatillo, Uñas, Papiomas, IPK, Úlceras, etc

Los tratamientos abarcan todo tipo de **Álgias** en pie y tobillo incluidos **Puntos Gatillo**, además de **Onicomiosis, Cirugías ungueales y Papiomas, IPK, Fasciotomía, Helomas, cicatrización de heridas en el pie diabético**.

Todo ello preestablecido con 25 preset y 25 videos para un uso más fácil y guiado en todo momento con explicaciones de sesiones y tiempo por aplicación.

